




WE技工 貼るだけベニア



ピボニア[®]ベニア LC

Shade

パナビア® ベニア LC ペースト



厚さ: 1.0mm

パナビア® V5 トライイン ペースト



トライインペースト



シンプルな操作

支台歯用、補綴装置用共にプライマーは1本！



パナビア®V5
トゥースプライマー

歯質だけでなく
メタルコアや
レジンコアにも



パナビア®ベニアLC
ペースト



パナビア®V5
ペースト



クリアフィル®
セラミックプライマープラス

幅広い素材※に
優れた接着力



カタナクリーナーの特長

- ①MDP塩の界面活性作用だから、**高い洗浄効果**
- ②弱酸性*だから、**口腔内外で使用可能** *約pH4.5
- ③接着性モノマーMDPに起因する清掃だから、
被着面に残留しても**接着阻害を回避**

MDP塩の界面活性作用

血液や唾液による汚染を清掃し、
併用する接着材料の**接着性を向上**



kuraray

Noritake



管理医療機器
歯科用セメントキット

パナビア[®] ベニア LC

◆ 医院向け：患者説明スライド（ジルコニア 貼るだけベニア ノンプレップベニア用）

1 | ジルコニア 貼るだけベニア ノンプレップベニアとは

- ・ 前歯に、歯を削らずそのままジルコニアの薄いベニアを貼り付ける治療。
- ・ 自分の歯を残したまま、色・形・すき間を整えられる方法です。
- ・ 痛みがほとんどなく、麻酔不要のケースが多いのが特徴。

2 | どんなメリットがある？

- ・ **歯を削らないので、歯へのダメージがほぼゼロ**
- ・ 前歯の色・形・すき間を自然な見た目で改善可能
- ・ ホワイトニングで改善しづらい色（変色歯）にも対応できる場合がある
- ・ メンテナンス次第で比較的長期間使える
- ・ 将来的に取り外しや再処置がしやすい（元の歯質を温存できる）

3 | 前歯の“すき間や形の乱れ”を自然に整える-**適応症は3-1、3-2に記載**

- ・ 前歯のすき間、軽い重なり、形の不揃い、歯先のすり減りなどをカバー
- ・ 特に「削りたくない」「できるだけ歯を残したい」方に向いています
- ・ ※複雑な歯並びや強い噛み合わせの場合は不適合になる可能性があります

3-1 | ラミネートベニアの一般的な適応症

審美的改善が期待できる症例

歯の色の問題

- ・テトラサイクリン変色歯 : 抗生物質による変色でホワイトニングでは改善困難な歯

- ・失活歯の変色 : 神経を取った歯の黒ずみや変色

- ・フッ素症（斑状歯） : 歯の表面に白い斑点や褐色の変色がある

- ・エナメル質形成不全 : 生まれつきのエナメル質の形成異常による変色

- ・加齢による黄ばみ : ホワイトニングで十分な効果が得られない場合

- ・エナメル質のクラック : 表面的なひび割れ

- ・ホワイトスポット : 脱灰による白い斑点

- ・表面の粗造感 : 歯の表面がザラザラしている

3-2 | ラミネートベニアの一般的な適応症

歯の形態の問題

- ・ 矮小歯（わいしょうし）：通常より小さい歯
- ・ 円錐歯：円錐形をした歯
- ・ 歯の先端の摩耗・欠け：加齢や歯ぎしりによる歯の磨耗（咬合考慮）
- ・ 左右非対称な歯の形：形やサイズが揃っていない前歯
- ・ 歯の長さの不揃い：歯の長さを揃えて美しいスマイルラインを作る

歯並びの問題（軽度）※注意必要

- ・ 正中離開（すきっ歯）：前歯の中心に隙間がある
- ・ 空隙歯列（くうげきしれつ）：歯と歯の間に隙間が多い
- ・ 軽度の叢生（そうせい）：軽い歯の重なりや凸凹
- ・ 軽度の捻転：歯が少しねじれている
- ・ 軽度の歯列不正：矯正治療の代わりというよりは補助的に